



TRIAL ZERO.1

!! SOLO LE VARIANTI COLORE CONTRADDISTINTE DAL SIMBOLO TRICOLORE SARANNO DISPONIBILI PER IL MERCATO ITALIANO



SIZE	40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
TAGLIE	40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
UPPER	Upper in TECHNOMICRO microfibre and suede
TOMAIA	Tomaia in Microfibra Technomicro e pelle scamosciata
LINING	Lined with air Teflon mesh and Cambrelle
FODERA	Foderato con maglina air trattata Teflon e Cambrelle
SOLE	Rubber sole
SUOLA	Suola in gomma



COLOUR | COLORE




BLACK BLACK NERO NERO	BLACK LIGHT BLUE	WHITE RED BIANCO ROSSO	BROWN MARRONE	
------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------	--

TECNOLOGY | TECNOLOGIA

MICRO ADJUSTABLE AND REPLACEABLE BUCKLE SYSTEM

-- The Trial Zero.1 utilizes three micro adjustable buckle closures, with indented memory-regulation straps. The buckles, straps and retaining clips are easily replaceable. The buckles have just one fixing point (by a screw), which allows them to be easily replaceable. You will note that all four buckles work independently from each other. This system allows the boot to fit all shapes of feet and lower legs independently making each boot that much more comfortable for each individual rider.

-- Trial Zero.1 utilizza una chiusura con tre leve, composte da un cinturino dentato e aggancio con memoria di regolazione micrometrica. Leve, cinturino ed aggancio sono facilmente sostituibili. Le leve hanno un solo punto di fissaggio (tramite vite) e questo consente un comodo movimento della leva (chiusura). La peculiarità dello stivale è che le quattro leve lavorano indipendentemente l'una dall'altra. Questo sistema permette allo stivale di adattarsi più facilmente alle varie forme di piede, rendendolo più confortevole.



Fixed shin plate
Three buckles and memory-regulation straps
Anatomical and non-deformable rigid heel
Rubber sole designed for improved grip
Nylon inner sole and removable arch support pad

Frontale fisso
Tre leve micrometriche e cinturini con memoria di regolazione
Tallone anatomicamente sagomato
Suola in gomma disegnata per avere maggiore grip
Sottopiede in nylon con plantare removibile